

Advertencia:

- No se recomienda transportar el concentrador de oxígeno en el equipaje o baúl de un coche. Si tiene la necesidad de trasladarlo, tiene que moverlo sin inclinarlo o acostarlo, procure no dar movimientos repentinos.

Se recomienda colocarlo en el asiento trasero del coche y sujetarlo con el cinturón de seguridad.

- La luz amarilla indica que la pureza de oxígeno disminuye, se recomienda buscar una alternativa rápida de suministro de oxígeno.
- La luz roja indica mantenimiento.

**"Consulta a tu médico
para mayor
información"**



SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117
Col. Burócratas del Estado,
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

contacto@sanaencasa.org



CONCENTRADOR DE OXÍGENO 5 LTS

DeVilbiss

Características, uso y
recomendaciones



¿Qué es?

Un concentrador de oxígeno es un dispositivo eléctrico que absorbe aire del ambiente, separa el oxígeno de otros gases y suministra oxígeno al paciente en altas concentraciones.

Dicho suministro está disponible 24 horas.

¿Cómo usar un concentrador de oxígeno?

- Primeramente, llevar a cabo el proceso con la mayor higiene posible. Por lo que se les pide lavar sus manos de la manera correcta.
- Después, deberá llenar de agua el vaso humidificador según lo recomendado por su médico. Generalmente, el nivel máximo es un cuarto más arriba de la mitad.
- Proceda a colocar el vaso en su lugar correspondiente y asegúrese que esté bien puesto.



- Coloque el tubo de oxígeno directamente en la salida que tiene el vaso humidificador.



- Conecte el equipo a la corriente eléctrica, enciéndalo y proceda a elegir el nivel de oxígeno que desee suministrar.



- Coloque la cánula nasal o mascarilla al paciente.

Recomendaciones:

Al momento de preparar al paciente para empezar el tratamiento, considerar lo siguiente:

- Procurar que el concentrador de oxígeno se encuentre al menos 30 centímetros alejado de la pared o de un sitio cerrado o donde se encuentre atrapado.



- Trate de mantener el equipo en un lugar libre y fresco y/o ventilado, no lo coloque dentro de closets.
- No colocar objetos sobre el equipo (chamarras, toallas, etc.)
- Lave diariamente el vaso humidificador con agua caliente y detergente neutro.
- No fumar cerca de la persona que está recibiendo la terapia de oxígeno. No colocarlo sobre alfombras o lugares donde esté expuesto a mucho polvo, esto puede provocar sobrecalentamiento y daños al equipo.
- Nunca intente reparar por usted mismo el equipo en caso de daños, comunicarse con Sana en Casa A.B.P. para que se le pueda dar la atención correspondiente.