

- Proceda a retirar la pieza entera.



- Luego, retire el filtro.



- La tapadera puede lavarse con agua y jabón. El filtro solo se limpia superficialmente, no lo introduzca en agua.



- Cuando ya estén bien secos, puede volver a instalarlos. Pero primero, asegúrese que el espacio donde estaban esté limpio, puede retirar la suciedad con un trapo semihumedo.



- Cuando coloque el filtro de nuevo verifique que realmente está insertado en la abertura circular.

## Advertencia:

- No se recomienda transportar el concentrador de oxígeno en el equipaje o baúl de un coche. Si tiene la necesidad de trasladarlo, tiene que moverlo sin inclinarlo o acostarlo.

Se recomienda colocarlo en el asiento trasero del coche y sujetarlo con el cinturón de seguridad.

- La luz amarilla indica que la pureza de oxígeno disminuye, se recomienda buscar una alternativa rápida de suministro de oxígeno.
- La luz roja indica mantenimiento.
- Lavar el vaso humidificador diariamente.
- No colocar chamarras ni ningún objeto sobre el equipo médico.

## SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117  
Col. Burócratas del Estado,  
Monterrey, Nuevo León

### Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

[contacto@sanaencasa.org](mailto:contacto@sanaencasa.org)



[www.sanaencasa.org](http://www.sanaencasa.org)



## CONCENTRADOR DE OXÍGENO

*Everflo / OPI*

Características, uso y  
recomendaciones



## ¿Qué es?

Un concentrador de oxígeno es un dispositivo eléctrico que absorbe aire del ambiente, separa el oxígeno de otros gases y suministra oxígeno al paciente en altas concentraciones.

Dicho suministro está disponible 24 horas.

## ¿Cómo usar un concentrador de oxígeno?

- Primeramente, llevar a cabo el proceso con la mayor higiene posible. Por lo que se les pide lavar sus manos de la manera correcta.
- Después, deberá llenar de agua el vaso humidificador según lo recomendado por su médico. Generalmente, el nivel máximo es un cuarto más arriba de la mitad.
- Proceda a colocar el vaso en su lugar correspondiente y asegúrese que esté bien puesto.



Puede colocar un trapo debajo del vaso para amortiguar las vibraciones que el equipo puede provocar.

- Coloque el tubo de oxígeno directamente en la salida que tiene el vaso humidificador. Generalmente, es la boquilla más grande y se encuentra en el centro.



- El otro extremo de la manguera de oxígeno debe ir en la boquilla que tiene el equipo en la parte de enfrente.



- En la boquilla pequeña del vaso humidificador deberá colocar la manguera de oxígeno o mascarilla que utilizará el paciente.



- Ajuste el flujo de oxígeno en el regulador, este se encuentra al centro del equipo y cuenta con una perilla que permite regularlo.



- Encienda el equipo y espere alrededor de 10 a 15 minutos para que el equipo se encuentre listo para usarse.



- Procurar que el concentrador de oxígeno se encuentre al menos 30 centímetros alejado de la pared o que no se encuentre atrapado entre otros muebles. Debe estar en un área despejada.



## Se recomienda limpiar el filtro semanalmente:

- Retire la tapadera donde se encuentra el filtro, en la parte trasera del equipo en el lado superior derecho.

