

## Recomendaciones:

- El traslado de la silla de ruedas no necesariamente implica estar desinstalando los reposapiernas, también pueden quedarse puestas si no estorban.
- Para subir y bajar de la silla nunca se apoye en los reposapiés, estos deben levantarse para permitirle al paciente tener un espacio para colocar sus pies en el suelo.
- La silla de ruedas no debe transportar varias personas o cargas.
- Apoyar al paciente cuando la silla vaya a transitar sobre un terreno poco nivelado o no pavimentado.
- Procure utilizar rampas, subir escalones de manera directa puede disminuir el tiempo de vida del equipo médico, dañaría poco a poco la funcionalidad de las llantas.

**En caso de requerir  
mantenimiento, favor de  
comunicarse inmediatamente  
con Sana en Casa para que se  
le brinde el seguimiento  
correspondiente.**



## SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117  
Col. Burócratas del Estado,  
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

[contacto@sanaencasa.org](mailto:contacto@sanaencasa.org)



## SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO

Características, uso y  
recomendaciones



[www.sanaencasa.org](http://www.sanaencasa.org)

## ¿Qué es?

Es un equipo médico diseñado para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física.

## ¿Cómo funciona?

Estas sillas incorporan aros en las llantas para que puedan ser impulsadas por el propio paciente en situación de dependencia o bien, cuentan con empuñaduras para que sea impulsada por un cuidador.

Algunas son fabricadas con materiales ligeros para que puedan ser transportadas fácilmente y reducir el esfuerzo de la persona, ya que a veces es necesario levantarla o guardarla. Además, el paciente sería capaz de conseguir cierto grado de autonomía y autosuficiencia.

A continuación te mostramos algunas instrucciones sobre la silla de ruedas de traslado.

## Componentes

- Asiento
- Reposapiés
- Reposapiernas
- Reposabrazos
- Frenos

## Instalación

Extender la silla de ruedas.



En la colocación del reposapiés/ reposapiernas, consiste en lo siguiente:

- Tome el reposapiernas y ubique las piezas de anclaje que deberán colocarse en la silla.



- Una vez que coloque el reposapiernas en la silla, deberá girar hacia adentro y asegure con la palanca.



- Baje los reposapiés.



**En caso de trasladar la silla de ruedas se pueden retirar los reposapiernas, el procedimiento es similar:**

- Se levantan los descansapiés, se jala la palanca y se gira hacia afuera el reposapiernas. Deberá retirar las piezas de anclaje y subir el reposapiernas para retirar completamente.

