

- Conecte el equipo al enchufe y encienda el equipo.
- Elija el nivel de oxígeno que requiere.



Advertencias:

- Procurar que el concentrador de oxígeno se encuentre al menos 30 centímetros alejado de la pared o de un sitio cerrado o donde se encuentre atrapado.
- Trate de mantener el equipo en un lugar libre y fresco y/o ventilado, no lo coloque dentro de closets.
- No colocar objetos sobre el equipo (chamarras, toallas, etc.)
- Lave diariamente el vaso humidificador con agua caliente y detergente neutro.
- No fumar cerca de la persona que está recibiendo la terapia de oxígeno. No colocarlo sobre alfombras o lugares donde esté expuesto a mucho polvo, esto puede provocar sobrecalentamiento y daños al equipo.
- Nunca intente reparar por usted mismo el equipo en caso de daños, comunicarse con Sana en Casa A.B.P. para que se le pueda dar la atención correspondiente.

SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117
Col. Burócratas del Estado,
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

81 8088 4803

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

programas@sanaencasa.org



CONCENTRADOR DE OXÍGENO 9 LTS

DEDAK J

Características, uso y
recomendaciones



www.sanaencasa.org

¿Qué es?

Un concentrador de oxígeno es un dispositivo eléctrico que absorbe aire del ambiente, separa el oxígeno de otros gases y suministra oxígeno al paciente en altas concentraciones.

Dicho suministro está disponible 24 horas.

¿Cómo usar un concentrador de oxígeno?

- Primeramente, llevar a cabo el proceso con la mayor higiene posible. Por lo que se les pide lavar sus manos de la manera correcta.
- Luego ubique la palanca que se encuentra al centro y proceda a bajarla, de esta manera liberará el vaso humificador.



- Mantenga el seguro abajo y extraiga el vaso.



- Ubique el tapón de goma, retírelo con cuidado y proceda a llenar de agua el vaso. Asegúrese de volver a colocar el tapón cuando termine.



- Vuelva a colocar el vaso humificador en el equipo y coloque bien el seguro hacia arriba (la palanca que anteriormente bajamos).



- Tome un extremo de la cánula nasal y colóquela en el orificio por donde saldrá el oxígeno del equipo.



- Deberá unir el filtro que forma parte de la manguera de la cánula nasal. La unirá y girará.



- Verifique que las mangueras estén bien colocadas a los extremos de este filtro.



- Proceda a colocarle la cánula nasal al paciente.